


# VivaStyle<sup>®</sup>

Serious Whitening



La soluzione professionale  
per un bianco  
senza precedenti

ivoclar<sup>®</sup>  
vivadent<sup>®</sup>  
passion vision innovation

# VivaStyle®

Il sistema integrale per l'odontoiatria estetica



Denti naturalmente bianchi – un desiderio di molti pazienti.

Per renderlo realtà, Ivoclar Vivadent offre materiali quali Tetric EvoCeram®, IPS Empress® o IPS e.max® nei colori Bleach, per la realizzazione di restauri d'elevata qualità.

Per lo sbiancamento di denti vitali, VivaStyle è il prodotto d'elezione. Mentre le paste profilattiche Proxyl® contribuiscono a mantenere i denti più a lungo luminosi, bianchi e sani nel tempo.

## I vantaggi per l'odontoiatra

Le strategie di trattamento per migliorare l'estetica dentale vengono formulate sulla base della vostra diagnosi e delle necessità individuali del vostro paziente. Analogamente ai materiali da restauro, anche il sistema VivaStyle è pensato per soddisfare diversi profili di trattamento, offrendo al dentista un'ampia gamma di prodotti VivaStyle per lo sbiancamento dei denti vitali.

## I vantaggi per i pazienti

Una cura professionale e l'impiego di preparati e prodotti di provata affidabilità clinica potranno realizzare il desiderio dei vostri pazienti di denti naturalmente bianchi.

## Interessante!

Il 98% di tutti i pazienti consigliano anche ai loro amici un trattamento di sbiancamento dentale. (Lutz et al. 2000).

Situazione Iniziale



Situazione dopo lo sbiancamento



Situazione dopo il restauro\*



\*Restauro con IPS e.max Press Veneer 22-21  
Immagini: Dr L. Enggist, J. Seger

## Sbiancamento dentale VivaStyle®

### Restaurativa

Tetric EvoCeram®  
IPS Empress Direct®,  
nei colori Bleach

### Protesica

IPS e.max®,  
IPS Empress®,  
nei colori Bleach

### Professional Care

Proxyl®, Fluor Protector,  
Cervitec®, VivaSens®



VivaStyle rilascia ossigeno (O<sub>2</sub>),  
che agisce sbiancando le discromie.



### VivaStyle – Il sistema professionale per lo sbiancamento dentale

Il know-how del team dentistico unitamente a un sistema di sbiancamento professionale sono la strada al successo.

I prodotti VivaStyle rendono i denti più bianchi e contribuiscono a realizzare il desiderio di un sorriso luminoso. La varietà dei prodotti VivaStyle consente di rispondere in modo mirato alle diverse esigenze individuali, con soluzioni di trattamento in studio o domiciliare.



**VivaStyle® Paint On Plus**



**VivaStyle® 30%**  
**VivaStyle® 10% | 16%**

### VivaStyle – La decisione professionale

A seconda della diagnosi e delle necessità individuali del paziente, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di trattamenti:

- ▶ In studio o a casa
- ▶ Differenti concentrazioni del principio attivo
- ▶ Applicazione:
  - Gel con mascherina su misura
  - Sistema lacca direttamente applicato con pennellino

### Funzionano così

I prodotti VivaStyle Gel contengono perossido di carbammide, di provata affidabilità clinica, in diverse concentrazioni. Il sistema lacca VivaStyle Paint On Plus contiene perossido di idrogeno. Questi principi attivi rilasciano ossigeno, che agisce sbiancando delicatamente le discromie.



*Cosa rende una persona fisicamente attraente? 'Dei bei denti', ha risposto l'85 % degli intervistati.*

(Sondaggio Emnid, 2002)



# VivaStyle® 30 %

Per il trattamento in studio



## Cura professionale

L'applicazione del gel VivaStyle 30%\* avviene in studio. Il prodotto è applicato sui denti mediante una mascherina realizzata su misura. Nei 20-30 minuti successivi, tempo in cui il gel esplicherà la sua azione, il paziente potrà attendere comodamente in sala d'attesa, destinando così la poltrona ad altri pazienti.

## I vantaggi

- ▶ Nitrato di potassio
- ▶ Non necessita di diga di gomma
- ▶ 1-3 applicazioni

## I vantaggi per l'odontoiatra

- ▶ Delicata alternativa ai prodotti ad elevata concentrazione di perossido di idrogeno
- ▶ Risultati più rapidi in presenza di gravi discromie
- ▶ Alternativa per i pazienti che non possono o non vogliono far uso di mascherina a casa

## Per pazienti che desiderano

- ▶ Tempi di trattamento ridotti
- ▶ Curare gravi discromie
- ▶ Una cura professionale a tutto tondo

\* 30 % di perossido di carbammide corrisponde al 10,8 % di perossido di idrogeno.

## Interessante!

Nessuna delle fonti luminose esaminate ha mostrato un'azione sbiancante superiore rispetto alla sola applicazione di gel sbiancante. (CRA Newsletter 2003)



## Consiglio speciale

*Start-up motivante con VivaStyle 30% in studio.  
Breve follow-up con VivaStyle 16% a casa.*

# VivaStyle® 10 % | 16 %

Gel per il trattamento domiciliare



## Efficace sbiancamento con mascherina

Il trattamento con VivaStyle gel al 10 % o 16 % di perossido di carbammide\* viene realizzato a casa con l'ausilio di una mascherina su misura e dietro indicazioni del dentista.

## I vantaggi

- ▶ Viscosità scorrevole
- ▶ Nitrato di potassio
- ▶ Siringa calibrata e richiudibile
- ▶ Mascherina morbida e confortevole

## I vantaggi per l'odontoiatra

Le caratteristiche di VivaStyle consentono:

- ▶ Un dosaggio più preciso
- ▶ Un'azione più prolungata e mirata in situ
- ▶ Minori irritazioni

## Per pazienti che desiderano

- ▶ Iniziare la cura professionale in studio, proseguire con una applicazione domiciliare
- ▶ Uno sbiancamento delicato
- ▶ Un'applicazione confortevole

\* 10%/16% di perossido di carbammide corrispondono al 3,6%/5,8% di perossido di idrogeno.

## Interessante!

Durante e dopo la cura sbiancante, è consigliabile attuare un trattamento localizzato di fluorurazione dei denti. (Wiegand & Attin 2002)



## Consiglio speciale

*Tetric EvoCeram®, IPS Empress®  
o IPS e.max® nei colori Bleach consentono  
la realizzazione di restauri funzionali  
ed estetici.*

# VivaStyle® Paint On Plus

Il sistema lacca professionale



## Efficace sbiancamento senza mascherina

VivaStyle Paint On Plus viene applicata direttamente sui denti con un pennellino. La lacca contiene il 6% di perossido di idrogeno. Una volta asciutta, essa viene lasciata agire in situ 10 minuti. Il sistema lacca non si dissolve nella saliva ed esplica la sua piena azione in questo breve arco di tempo. Trascorsi i 10 minuti, la lacca viene rimossa con un semplice spazzolino da denti.

## I vantaggi

- ▶ Sistema lacca: per un utilizzo mirato in situ
- ▶ Provitamina D pantenolo
- ▶ Sbiancamento: in soli 7 giorni
- ▶ In studio: trattamento intensivo

## I vantaggi per l'odontoiatra

- ▶ Accresce l'offerta di servizi del vostro studio
- ▶ Sbiancamento efficace senza l'uso di mascherina
- ▶ Pazienti soddisfatti

## Per pazienti che desiderano

- ▶ Uno sbiancamento dentale professionale senza mascherina, perché
  - giudicano le mascherine scomode
  - cercano un trattamento alternativo più economico
- ▶ Un trattamento attuabile con gli impegni quotidiani
- ▶ Un trattamento delicato

## Consiglio speciale

*Iniziate il trattamento in studio con le paste Proxyl® per una detersione professionale dei denti.*



Prima



Dopo 1 mese



Dopo 14 applicazioni

Immagini: Prof. Dr Mata e Prof. Dr Marques, Caparica

## Trattamento intensivo

In studio è possibile realizzare un trattamento intensivo. In tal caso, applicare la lacca, lasciare agire, rimuovere la lacca, e procedere con una nuova applicazione. Ripetere questi passaggi più volte in una sola seduta di trattamento. (Mata & Marques 2006)

## Interessante!

I preparati 'Paint-On' hanno il vantaggio di poter essere impiegati per uno sbiancamento mirato di singoli denti discromici. (Wiegand et al. 2006)



# VivaStyle®

La soluzione professionale per un bianco senza precedenti



## VivaStyle – Nel vostro interesse professionale, per il bene dei vostri pazienti

Un sorriso unisce. Raccomandate ai vostri pazienti il prodotto VivaStyle più adatto a loro, per un sorriso più brillante.

## Servizio globale Materiale informativo per il vostro team dentistico

- ▶ Brochure
- ▶ Flow chart
- ▶ Articoli specializzati
- ▶ Esiti di studi
- ▶ Documentazione
- ▶ Poster



## Materiale informativo per la cura dei vostri pazienti

- ▶ Brochure 'Domande & Risposte', disponibili anche con espositore
- ▶ Articoli
- ▶ Flow chart
- ▶ Poster
- ▶ Video clip per la sala d'attesa

## Confezionamenti

### VivaStyle 30 %



### Refill Kit

1 siringa VivaStyle 30 %, 3 ml

### VivaStyle 10 % | VivaStyle 16 %



### Patient Kit 10 % | 16 %

4 Siringhe VivaStyle, 3 ml cadauna  
2 Fogli termoplastici  
1 Porta mascherina  
Borsa

### Touch Up Kit 10 % | 16 %

2 Siringhe VivaStyle, 3 ml cadauna

### Refill Fogli termoplastici

12 Fogli termoplastici

### VivaStyle Paint On Plus

### Patient Kit

1 Tubo, 20 ml  
VivaStyle Paint On Plus  
14 Pennellini  
14 Vaschette monouso  
Borsa



## Rapida Valutazione

I prodotti della linea Professional Care semplificano il professionista nella valutazione delle necessità terapeutiche individuali del paziente e consentono il successo di terapie combinate.

### CRT® bacteria

Il test per determinare la conta degli Streptococcus Mutans e dei Lattobacilli nella saliva e nella placca.

### CRT® buffer

Il test per determinare la capacità tampone della saliva

### Plaque Test

Il liquido indicatore fluorescente per evidenziare la presenza di placca

### OptraGate®

Il morbido retrattore di labbra e guancie

## Trattamento personalizzato

### Proxyt®

Le paste profilattiche

### Cervitec®

Lacca protettiva, gel per la salute orale, collutorio, a base di clorexidina e altro

### Fluor Protector

La lacca protettiva e lo speciale gel per la cura dei denti, al fluoro e altro

### VivaSens®

Il desensibilizzante per denti ipersensibili

## Letteratura

Benbahir N, Ardu S, Krejci I: Spectrophotometric evaluation of the efficacy of a new in-office bleaching technique. Quintessence Int 2008; 39: 1-8  
Int 2008; 39: 1-8

Calatayud JO, Varga PM, Calatayud CO, Calvo Box MJ: Comparative clinical study of two tooth bleaching protocols with 6% hydrogen peroxide. Int J Dent 2009; 2009: 928306

Mata ADSP, Marques DNS: A novel technique for in-office bleaching with a 6% hydrogen peroxide paint-on varnish. Eur J Esth Dent 2006; 1: 70-77


Ziebolz D, Hannig C, Attin T: Influence of a desensitizing agent on efficacy of a paint-on bleaching agent. Am J Dent 2008; 21: 77-82

Tutti gli studi sono disponibili su richiesta.



## Protesi fissa

VivaStyle® è un prodotto della categoria „Protesi fissa”. I prodotti di questa categoria sono stati formulati per assistere il professionista nell’intera procedura di realizzazione di un restauro protesico fisso – dall’attuazione del provvisorio alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono ottimamente coordinati tra loro, e consentono una lavorazione e una applicazione di successo.



### ALTRI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

#### IPS e.max® System

all ceramic – all you need



La soluzione integrale per tutte le indicazioni

- Materiali altamente estetici e resistenti per le tecniche di pressatura e CAD/CAM
- Eccezionali ceramiche al disilicato di litio (LS<sub>2</sub>) e all’ossido di zirconio (ZrO<sub>2</sub>) per coprire l’intera gamma di restauri: dalle faccette sottili ai ponti estesi
- Flessibilità nella cementazione: adesiva, autoadesiva, convenzionale

#### Multilink® Automix

Il sistema di cementazione adesiva



Un legame forte, clinicamente affermato

- Legame forte – Indurimento duale e autoindurente
- Universale – Indicato per vetroceramiche, ossidoceramiche, leghe vili e nobili
- Clinicamente affermato – Molteplici studi a lungo termine

**Desiderate conoscere di più dei prodotti della categoria “Protesi fissa”?**  
Visitate il sito [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it).

**Ivoclar Vivadent AG**  
Benderstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent Srl**  
via Isonzo 67/69  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051 6113555  
Fax +39 051 6113565  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia degli attributi e non sono vincolanti.  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
2013-10-24/it

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation